

SWEDISH



För användning med
CONTOUR®XT och alla
CONTOUR®NEXT-mätare



Avsedd användning: Contour®Next teststickor är avsedda för självtest för personer med diabetes och av sjukvårdspersonal för att övervaka blodsockerhalten i halsbord.

Sammanträffande: Contour Next-teststöcken är avsedd att användas med Contour®XT och alla CONTOUR®NEXT blodsockermätare. Testet ger en kvantitativ mätning av glukos för Contour XT och alla Contour Next-mätare.

Förvaring och hantering:

- Lagra stickorna vid en temperatur $\leq 10^\circ\text{C}$ mellan 0 °C och 30 °C.
- **Lagra endast stickorna i originalbursken. Stäng alltid locket ordentligt direkt efter du har tagit ur en teststöcka.**
- **Tillåt inte teststöckerna att komma i kontakt med värme eller kyla.**
- Använd inte teststöckerna efter ≥ 24 utgångsdatumen. Utgångsdatumen står på burskens etikett och på förpackningen.
- Om mätaren odlar teststöckorna från en temperatur till en annan ska du låta dem anpassa till den nya temperaturen under 20 minuter innan du gör ett blodsockertest. Bruskanvisningen anger lämpligt temperaturintervall för respektive Contour XT eller Contour NEXT mätarator.
- **Teststöckorna är enbart för engångsbruk. Återanvänd inte teststöckorna.**
- **Sätt till att burkens lock sätts på ordentligt när du öppnar kartongen med teststöckarna. Om locket inte sätts på ordentligt ska du inte använda teststöckorna för testning. Kontrollera att inga delar saknas, är skadade eller sönder. Kontakt kundsupport på 020-83 00 84 för hjälp och information.**

Testprocedur: Se bruksanvisningen och bilagor för Contour XT eller Contour NEXT för detaljerade instruktioner.

Testresultat:

Din mätare har förinställd till att visa resultatet i mmol/L (millimol glukos per liter) eller mg/dL (milligram glukos per deciliter). Ett resultat i mmol/L kommer alltid att ha ett decimaltacket (t.ex. 96,2). Om dina resultaten inte visas korrekt i mmol/L eller mg/dL, kontakta kundsupport på 020-83 00 84.

- Om ditt blodsocker ligger under 2,8 mmol/L (50 mg/dL) på mätardsplänen, följ omedelbart medicinska råd.
- Om ditt blodsocker ligger över 13,9 mmol/L (250 mg/dL) på mätardsplänen, ring sjukvårdspersonal så snart som möjligt.
- **Tala alltid med sjukvårdspersonalen innan du ändrar medicineringen baserat på testresultaten från Contour XT eller Contour NEXT.**

Tveksamma eller motstridiga resultat: Se bruksanvisningen till Contour XT eller Contour NEXT för detaljerade instruktioner om hur du hanterar tveksamma resultaten. Du kan också ringa till kundsupport på 020-83 00 84.

Kvalitetskontroll: Du får göra en kontrollmätning när du startar din mätare för första gången, när du sätter in ny bursk och förpackning med teststöckor, om du tror att mätaren inte fungerar ordentligt såsom att du förväntar blodsockerkontrollen uppgraderad gäller. Använd endast Contour®Next för kontrollering. De här kontrollningsmålen är särskilt framtagna för att användas med Contour XT och alla Contour NEXT systemer. Kontrollresultaten bör hanas inom kontrollintervallet som står på burskens etiketter och på förpackningsmålen. Om de inte gör det ska du inte använda mätaren till mätning förrän du har löst problemet.

Sikkerhetsinformation

- Endast för **IVD** in vitro-diagnos. Endast för urvattns bruk. Följ fr.o.turars.
- Molykologisk risk: Värdkroppar eller personer som använder systemet på flera patienter bör följa den egna vårdnärrätningen för infektionskontroll. Alla produkter eller föremål som kommer i kontakt med mänskligt blod, även efter rengöring, ska hanteras som möjliga spridare av virusinfektioner. Användandet ska följa rekommendationerna för att förhindra blodbärsna överförbar smitte i världsmiljöer för möjlig smittsamme pröver från människor.
- Kasta teststöckerna som medicinskavfall eller enligt rekommendationen för sjukvårdspersonal.

Kemisk sammansättning: FAD-glukosdehydrogenas (*Aspergillus* sp., 4,0 U/teststöcka) 21 %; Mediator 54 %; ikke-reaktivt ingrediens 25 %.

Alternativ för jämförelse: Contour XT och alla Contour Next-systemen har utformats för att användas med venöst och kapillärt blod. Jämförelse med laboratoriemetoden måste göras samtidigt med likstora delar av provet. Obs! Glukoskoncentrationen sjunker snabbt på grund av glykolsyra (cirka 5 %–7 % per timme).²

Beskrivning: En enskild mätning med Contour Next teststöckor.

1. Konsekvensmedel: Blod får samlas in av sjukvårdspersonal till provrör som innehåller heparin. Använd inga andra antikoagulanter eller konserveringsmedel.

2. Hjälp över havet: Hjälper över 6 301 meter påverkar inte resultaten nämnvärt.

3. Test på andra ställen: Se bruksanvisningen för mätaren angående testning på andra ställen på kroppen.

4. Peritonealräckslösningar: Icodextrin kan vara kliniskt olämpligt för personer med mindskt perfert blodflöde. Chök, svår hypoton, hyperosmolär hyperglykämia och svår uttorkning är exempel på kliniska tillstånd som kan påverka glukosmätningen i perfert blod negativt.³

5. Interferenser: Contour Next-systemet kan inte erkänna interferens från följande potentiellt interfererande aminen som naturligt förekommer i blod: bilirubin, kolesterol, kreatinin, glutathion, hemoglobin, triglycerider och urinsyra. Ingen interferens effekt observerades för något annat vid det högsta koncentrationen* för var sig vanlig patologisk nivå eller tre gånger det övre referensintervallet.⁴

6. Interferens: CONTOUR NEXT-systemet teststöckor mot följande potentiellt interfererande aminen som förekommer tilltroppe behandlingar: askorbinsyra, paracetamol (acetaminofen), dopamin, natriumgentamycin, ibuprofen, icodextrin, levodopa, metformin, methylprednisolon, pralidoksim-jodid, natriumsalicylat, tolazamid, tolbutamid. Det kan dock finnas negativa interfevens i vissa fall vid den högsta koncentrationen* varvid sig toxisk koncentration eller vid högsta maximal tömnde koncentration.⁵

7. Xylos: Använd inte under eller strax efter testning av xylosabsorption. Xylos i blodet orsakar interferens.

8. Hematokrit: Resultaten med Contour Next teststöckor påverkas inte signifikant av hematokritnivåer inom området 0 % till 70 %.⁶

Se mätarnas bruksanvisning avseende avsedd användning på nyfodda barn.

Systemet kalibreras med venöst blod, anpassade till ett bredd område av olika glukoskoncentrationer. Referensområdena är inräknade från en validerad testmetod som är särskilt mot en NIST standard.

Referenser:

1. Sowell DL. Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infection: Approved Guideline, 3rd Edition. Clinical and Laboratory Standards Institute. CLSI document M29-A3; ISBN 156238-567-4, March 2005.

2. Burtis CA, Ashwood ER, editors. *Textbook of Clinical Chemistry*, 5th Edition. Philadelphia, PA: WB Saunders Co; 2001:444.

3. Atkin SH, et al. Fingerstick glucose determination in shock. *Annals of Internal Medicine*. 1991;114(1):1020-1024.

4. McEnroe RJ, et al. *Interference Testing in Clinical Chemistry: Approved Guideline—Second Edition*. EP7-A2, vol 25, no 27. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2005.

5. Bernstein R, Parkes JL, Goldy A, et al. A new test strip technology platform for self-monitoring of blood glucose. *Journal of Diabetes Science and Technology*. 2013;7(5):1386-1390.

6. Bernstein R, Parkes JL, Goldy A, et al. A new test strip technology platform for self-monitoring of blood glucose. *Journal of Diabetes Science and Technology*. 2013;7(5):1386-1390.

Distribuera i Sverige av:
Ascensis Diabetes Care Sweden AB
Miljö-Samarbetsgatan 60, 8 tr
11 21 Stockholm
Sverige
Kundtjänst: 020-83 00 84
distributör@ascensis.com
www.ascensis.se



www.diabetes.ascensis.com
www.patients.ascensis.com

Äntal teststöckor som ingår
Äntal teststöckor som ingår

0088

© 2016 Ascensis Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved.

Rev. 10/16

85556428_CntrNXT_RgtIns_DA_NO_FI_SV.indd 1



Bereget til brug med
CONTOUR®XT og alle
CONTOUR®NEXT apparater



Tilsligtet brug: Contour®Next-teststöckler er bereget til egennæring for personer med diabetes og til brug for sundhedspleje personal, til overvågning af mængden af glukose i kubebord.

Resume: Contour®Next-teststöcklerne er beregnet til brug med Contour®XT og alle CONTOUR®NEXT blodsockermætpærer. Testet giver en kvantitativ mæling af glukose med Contour®XT og alle CONTOUR®NEXT apparater.

Opbevaring og håndtering:

- Teststöcklerne skal opbevares ved temperaturer $\leq 10^\circ\text{C}$ mellem 0 °C og 30 °C.

• Teststöcklerne skal opbevares i deres originale beholdere. Luk altid låget godt umiddelbart efter, du har taget dem ud.

• Væk teststöcklerne direkte inden håndteringen.

• Teststöcklerne må ikke anvendes efter ≥ 24 udbedelsdatoen. Udbedelsdatoen er trykt på beholderens etiket og på asken med teststöckler.

• Hvis appetret og/eller teststöcklerne flyttes fra en temperatur til en anden, skal du vente 20 minutter for at give dem tid til at tilpasse sig den nye temperatur, inden du tager en blodsuksemåling. Apparats brugervejledning angiver den korrekte driftstemperatur for dat Contour®XT eller Contour®Next apparat.

• **Teststöcklerne er enbart for engångsbrug. Återanvänd ikke teststöckler.**

• Kontroller altid af asken med teststöcklerne, at beholderen låg er helt lukket. Hvis låget ikke er lukket, må teststöcklerne ikke benyttes. Kontakt producenten for manglende, beskadigede eller udelagte dels. Hvis det dig tilhører, tilmeld dig til kundesupport på +45 4282 5000 for videre ressourcer og support.

• **Testprocedur:** Se Contour®XT eller Contour®Next brugervejledning og medfølgende indtagningsredskab for oplysninger om hvordan målingerne foretages.

Testresultater:

Apparatet er forudindstillet til visning af resultaterne i mmol/L (millimol glukose per liter) eller mg/dL (milligram glukose per deciliter). Resultater i mmol/L har altid et decimalpunkt (f.eks. 96,2). Hvis disse resultater ikke vises korrekt i mmol/L eller mg/dL, skal du henvende dig til kundesupport på +45 4282 5000.

- Hvis din blodsockermæling er under 2,8 mmol/L (50 mg/dL) på apparatets display, skal du omgående sege i aspen.
- Hvis din blodsockermæling er over 13,9 mmol/L (250 mg/dL) på apparatets display, skal du hurtigt muligt ringe til din diabetesbehandler.
- Du bør altid kontakturen din diabetesbehandler, inden du ændrer din medicin på grundlag af Contour®XT eller Contour®Next teststöckler.

Tvilsomme eller inkonsekvente resultater: Se Contour®XT eller Contour®Next brugervejledning for oplysninger om problematisk miljø. Hvis din forsøg på at afhjælpe problemet mislykkes, skal du henvende dig til kundesupport på +45 4282 5000.

Kvalitetstest: Du bør foretage en kontrollmæling, når apparatet lægger til en ny bursk och förpackning med teststöckor, inden du åbner en ny beholder eller en ny pakke teststöckler, eller hvis du drører dit apparat ikke virker som det skal, eller hvis du melder gentagne uventede blodsockermælinger. Brug udelukkende Contour®Next-kontrolpladeprøver. Resultaterne fra kontrollpladeprøven bør ligge i tæt over den referenceværdi (kontrollværdien), som er trykt på etiketten på beholderen med teststöckler og på asken med teststöckler. Hvis det ikke er tilfældet, må du ikke bruge apparatet til blodsockermæling, indtil problemet er blevet tiljuppet.



85556428

Sikkerthedsviktige oplysninger

- Må kun bruges til **IVD** in vitro-diagnos. Tilsvarende brug, må ikke skeges.
- Potentiel biologisk risiko: Sundhedsfagligt personal og personer, der använder systemet på flera patienter, bör följa den egna vårdnärrätningen för infektionskontroll. Alla produkter eller föremål som kommer i kontakt med mänskligt blod, även efter rengöring, ska hanteras som möjliga spridare av virusinfektioner. Användandet ska följa rekommendationerna för att förhindra blodbärsna överförbar smitte i världsmiljöer för möjlig smittsamme pröver från människor.
- Borskaft (teststöcklar) som risikovärt och risikovärt, eller folgt anvisningar från din diabetesbehandler.

Kemisk sammansättning: FAD-glukosdehydrogenas (*Aspergillus* sp., 4,0 U/teststöcka) 21 %; Mediator 54 %; ikke-reaktivt ingrediens 25 %.

Sammanförlagning: Sammanförlagning med laboratoriemetoden måste göras samtidigt med alkot af samme prov. Bemärk: Glukoskoncentrationen faktureras hundrat gängt på grund av glykolsyra (cirka 5 %–7 % pr. time).²

Begrensnings:

- 1. Konservningsstoffer: Sundhedsfagligt personal må udtagt blod i heparinholdige prøver. Det må ikke bruges andre antikoagulanter eller konserveringsstoffer.
- 2. Hjælp over havet: Hjælper over 6 301 meter påverkar inte resultaten nämnvärt.
- 3. Prøvning fra alternativt steder: Se venligst brugervejledningen til dit apparat for instruktioner om prøvetagning fra alternativt steder.

4. Partientdataytelse: Blodsockermæling på kapillært blod er muligvis ikke klinisk egnet til personer med nedsat perfér blodgennemstrømning. Chök, akut hypoton, hyperosmolær hyperglykämii og alvorlig dehydrering er eksempler på kliniske tilstænd, der kan påvirke mælingen af glukose i perfert blod.³

6. Interferens: CONTOUR NEXT-systemet blir testet mod de følgende potentielt interfererende stoffer, der er naturligt forekommende i blodet: bilirubin, kolesterol, kreatinin, galaktosid, glutathion, hemoglobin, triglycerider och urinsyra. Det kan dog også observeres nogen interferens ved højeste koncentration⁴ af enten det almindelige patologiske koncentration eller tre gange den maksimale terapeutiske koncentration.⁵

7. Interferens: CONTOUR NEXT-systemet bliver testet mod de følgende potentielt interfererende stoffer, der forekommer som følge af terapeutiske behandlinger: Ascorbinsyre, paracetamol (acetaminofen), dopamin, natriumgentamycin, ibuprofen, icodextrin, levdopa, metformin, methylprednisolon, pralidoksim-jodid, natriumsalicylat, tolazamid, tolbutamid. Det kan dog også observeres nogen interferens ved højeste koncentration⁴ af enten det almindelige patologiske koncentration eller tre gange den maksimale terapeutiske koncentration.⁵

8. Xylose: Må ikke anvendes under eller kort tid efter xylose-absorptions-tests. Xylose i blodet vil forhindre interferences.

9. Hematokrit: Resultaterne fra CONTOUR NEXT-teststöckler påvirkes ikke signifikant af hematokritniveauer på 0 % til 70 %.⁶

Se apparatets brugervejledning for anvedelighed til mæling på nyfede.

Systemet kalibreres ved hjælp af venost blod justeret til et bredt interval af glukoskoncentrationer. Referencemårdene er opnået med en valideret testmetod, der er sporbar til en NIST standard.

Referencer:

1. Sowell DL. Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infection: Approved Guideline, 3rd Edition. Clinical and Laboratory Standards Institute. CLSI document M29-A3; ISBN 156238-567-4, March 2005.

2. Burtis CA, Ashwood ER, editors. *Textbook of Clinical Chemistry*, 5th Edition. Philadelphia, PA: WB Saunders Co; 2001:444.


3. Atkin SH, et al. Fingerstick glucose determination in shock. *Annals of Internal Medicine*. 1991;114(12):1020-1024.

4. McEnroe RJ, et al. *Interference Testing in Clinical Chemistry: Approved Guideline—Second Edition*. EP7-A2, vol 25 to 27. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2005.

5. Bernstein R, Parkes JL, Goldy A, et al. A new test strip technology platform for self-monitoring of blood glucose. *Journal of Diabetes Science and Technology*. 2013;7(5):1386-1390.

6. Bernstein R, Parkes JL, Goldy A, et al. A new test strip technology platform for self-monitoring of blood glucose. *Journal of Diabetes Science and Technology*. 2013;7(5):1386-1390.

Distribuera i Danmark:
Ascensis Diabetes Care Denmark ApS
Århusgade 10, 2. sal
DK-2300 København S
Kundeservice: +45 42 82 00 00
distributør@ascensis.com
www.diabetes.ascensis.com



www.diabetes.ascensis.com
www.patients.ascensis.com



www.diabetes.ascensis.com
www.patients.ascensis.com

Ascensis Diabetes Care-lopst,
Contour® og No Coding (Ingen Kodning) lopst
også kendt som Ascensis Diabetes Care Holdings AG
eller flere Ascensis Diabetes Care Holdings A/S.

65556428

© 2016 Ascensis Diabetes Care Holdings AG. Alle rettigheder forbeholdes.

Rev. 10/16

11/24/16 5:27 AM

PROCESS K		POD	
RR DONNELLEY	FILE NAME: 85556428_CntrNXT_RgtIns_DA_NO_FI_SV.indd	NEW COMP BAN: 85556428	REV: 10/16
	DESCRIPTION: Contour Next Reagent Insert		
	DATE: 11/24/16	CUSTOMER: Ascensis Diabetes Care	V0 10/20/16 Initial Build
	PROGRAM VERS: InDesign CC(2014)	SKU: MULTI	V1 11/11/16 DMC Annotations
		PARENT BAN: NA	V2 11/24/16 DMC Annotations
5050 1st Ave South Suite #101 Seattle, WA 98134	TRIM SIZE: 11.654" (H) x 10.157" (W)	PREVIOUS BAN: 85115014	BAR CODE: 85556428 (1x 12 Matrix code & Code 128)
Tel: 206.587.0800 Fax: 206.587.0356	MASTER REF: CntrNEXT_M_INSR_RGT_0057_R0008		
	LASER PROOF	EPSONS PROOF	SIGNATURE
O APPROVED	O APPROVED	PRIJG. MGR. SIGNATURE	DATE
O RESUBMIT WITH CHANGES	O RESUBMIT WITH CHANGES	PRIJG. MGR. SIGNATURE	DATE
		PRIJG. MGR. SIGNATURE	DATE

