



**Blodsukkerstrimler**

**Tiltenkt bruk:** CONTOUR NEXT teststrimler er ment å brukes sammen med CONTOUR NEXT blodsukkermålere av personer med diabetes til egenmåling og av helsepersonell til pasientnær testing for kvantitativ måling av blodsukker i venøst blod og først kapillært fullblod fra fingertuppene. Blodsukkermålerens brukerveiledning inneholder informasjon om måling på alternativt stikkested fra håndflaten. Blodsukkermålerens brukerveiledning beskriver bruk hos spedbarn og i arterier.

**Materialer som følger med:** Teststrimler for blodsukkermåling. **Nødvendige materialer som ikke følger med:** Kompatibel blodsukkermåler, lansetter og stikkepenen.

- Oppbevaring og håndtering**
- Oppbevar strimlene ved temperaturer mellom 0°C og 30 °C.
  - Teststrimler i boks skal bare oppbevares i den originale boksen. Lukk alltid lokket umiddelbart og tett igjen etter at du har tatt ut en teststrimmel.**
  - Foliepakker med teststrimler skal oppbevares i etuiet. Hold foliepakken med teststrimmelen lukket til du er klar til å bruke teststrimmelen.** (Teststrimler i foliepakke er kanskje ikke tilgjengelig i alle land.)

**FORSIKTIG:** Teststrimlene må ikke brukes etter utløpsdatoen . Utløpsdatoen er trykt på etiketten på esken og boksen med teststrimler eller på foliepakningen.

- Hvis måleren og/eller teststrimlene flyttes fra et temperaturområde til et annet, må de tilpasses den nye temperaturen i 20 minutter før det kan utføres en blodsukkermåling. Temperaturområdet for teststrimmelen er 5 °C til 45 °C, med 10 % til 93 % relativ luftfuktighet (RH). Brukerveiledningen vil identifisere korrekt temperaturområde for måleren du bruker.
- Kontroller at boksen eller foliepakkene med teststrimler ikke har blitt åpnet tidligere. Foliepakker med teststrimler må ikke punkteres eller rives for du er klar til å bruke teststrimmelen. Undersøk om produktet har manglende, skadde eller odelayte deler. Kontakt kundeservice på +47 67 12 28 00 for reservedeler og hjelp.

Teststrimlene er kun til engangsbruk. **Teststrimlene må ikke brukes flere ganger.**

Antall teststrimler inkludert.

**[1] Prosedyre for måling:** Se brukerveiledningen for måleren og tilleggsinstruksjonene som følger med målerenheten for detaljer om håndtering, testing, måleområde og begrensninger for teststrimler. Brukerveiledningen vil identifisere korrekte forhold for måleren du bruker.

**Testresultater:** Se brukerveiledningen for måleren for mer informasjon om testresultater og data om klinisk ytelse knyttet til den kompatible måleren. Måleren er forhåndsinnstilt til å vise resultater i mmol/L (millimol med glukose per liter) eller mg/dL (milligram med glukose per desiliter). Resultater i mmol/L har **alltid** desimaltegn (f.eks. 5.3 mmol/L), mens resultater i mg/dL **aldri** har desimaltegn (f.eks. 96 mg/dL). Hvis ikke testresultatene dine vises korrekt i mmol/L eller mg/dL, ta kontakt med kundeservice på +47 67 12 28 00.

**Helsepersonell:** Se målerens brukerveiledning for spesifikke instruksjoner for helsepersonell.

**Målområder:** Se målerens brukerveiledning for målområder.

**Tvilsomnøse eller inkonsekvente resultater:** Se målerens brukerveiledning for problemløsning. Hvis forsøk på å løse et problem ikke lykkes, kan du kontakte kundeservice på +47 67 12 28 00.

**Kvalitetskontroll:** Du bør foreta en kontrollmåling hvis du trer at teststrimlene er skadet, hvis du tror måleren ikke fungerer som den skal, eller hvis du får gjentatte uventede blodsukkermålinger. Helsepersonell må følge de kravene til kvalitetskontroll som gjelder for deres institusjon. **Bruk kun CONTOUR®NEXT-kontrolløsninger (følger ikke med).** Disse kontrolløsningene er utviklet spesifikt for bruk med CONTOUR®XT og alle CONTOUR®NEXT-systemer. Kontrollresultatene bør falle innenfor kontrollområdet som er oppgitt på etiketten på hver foliepakning eller boks med teststrimler. Hvis kontrollresultatene er utenfor området, skal måleren ikke brukes til måling av blodsukker for du har løst problemet.

#### ADVARSEL

- Kvelning:** Oppbevares utliggjengelig for barn. Dette produktet inneholder små deler som kan forårsake kvelning hvis de svelges.
- Potensiell biologisk smittefare:** Helsepersonell eller personer som bruker dette systemet på flere pasienter, må følge godkjente prosedyrer for infeksjonskontroll på sin institusjon. Alle produkter eller gjenstander som kommer i kontakt med blod skal, selv etter rengjøring, håndteres som om de kan overføre smittsomme sykdommer. Brukeren må følge de anbefalte retningslinjene i helseinstitusjonens som gjelder forebygging av blodbårne overførbare sykdommer i potensielt smittsomme humane prøver.<sup>1</sup>
- Potensiell biologisk smittefare:** Kast de brukte teststrimlene som medisinsk avfall eller som anbefalt av helsepersonell.
- Potensiell biologisk smittefare:** Vask alltid hendene med såpe og vann, og tørk dem godt både før og etter måling og ved håndtering av måleren, stikkepenen eller teststrimlene.

**Kjemisk sammensetning:** FAD-glukosedehydrogenase (*Aspergillus* sp., 4,0 U/teststrimmel) 21 %; mediator 54 %; ikke-reaktive ingredienser 25 %.

**Sammenligningsalternativer:** Alle CONTOUR NEXT-systemer er utformet for bruk med venøst og kapillært fullblod. Sammenligning med en laboratoriemetode må gjøres samtidig med allikvoter av samme prøve.

**MERK:** Glukosekonsentrasjoner faller raskt på grunn av glykolyse (ca.5–7 % per time).<sup>2</sup>

Se målerens brukerveiledning for å finne ytelsesdata for CONTOUR NEXT-teststrimmelen, inkludert nøyaktighet, intermedieær presisjon, repeterbarhet og måleprinsipp.

#### Begrensninger

- Konserveringsmidler:** Blodprøver kan tas av helsepersonell og oppbevares i prøveglass med heparin. Bruk ikke andre antikoaguleringsmidler eller konserveringsmidler.
- Høyde:** Resultatene påvirkes ikke ved høyder på opptil 6301 meter.
- Peritonealdialysevæske:** Ikodekstrin interferer ikke med CONTOUR NEXT blodsukkerstrimler.
- Kontraindikasjoner:** Kapillær blodsukkermåling er kanskje ikke klinisk egnet for personer med redusert perifer blodstrøm. Sjakk, alvorlig hypotesjon, hyperosmolær hyperglykemi og alvorlig dehydrering er eksempler på kliniske tilstander som kan ha negativ innvirkning på måling av blodsukker i perifer blod.<sup>3</sup>
- Interferens:** CONTOUR NEXT-teststrimler ble testet opp mot følgende potensielt interfererende stoffer som forekommer naturlig i blodet: bilirubin, kolesterol, kreatinin, galaktose, glutation, hemoglobin, triglyserider og urinsyre. Ingen interfererende effekt ble observert for noe stoff i den høyeste konsentrasjonen<sup>4</sup> av hverken vanlig patologisk nivå eller tre ganger den øvre referanseverdien.<sup>5</sup>
- Interferens:** CONTOUR NEXT-teststrimler ble testet opp mot følgende potensielt interfererende stoffer som forekommer etter medisinske behandlinger: askorbinsyre, paracetamol (acetaminofen), dopamin, natriumgentisat, ibuprofen, ikodekstrin, L-dopa, maltose, metylidopa, pralidoksimid, natriumsalisylat, tolazamid, tolbutamid. Ingen interferende virkning ble observert for noe stoff i den høyeste konsentrasjonen<sup>4</sup> av verken toksisk konsentrasjon eller tre ganger den maksimale terapeutiske konsentrasjonen.<sup>5</sup>
- Xylose:** Skal ikke brukes under eller kort tid etter xyloseabsorpsjonstest. Xylose i blodet vil påvirke resultatet. Xylose i blodet vil forårsake interferens.
- Hematokrit:** Resultatene for CONTOUR NEXT-strimmelen er ikke betydelig påvirket av hematokritnivåer i området 0 % til 70 %.<sup>5</sup>

#### Referanser

- Sewell DL. *Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline, 3rd Edition*. Clinical and Laboratory Standards Institute. CLSI document M29-A3; ISBN 156238-567-4. March 2005.
- Burtis CA, Ashwood ER, editors. *Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry*. 5th edition. Philadelphia, PA: WB Saunders Co; 2001;444.
- Atkin SH, et al. Fingertstick glucose determination in shock. *Annals of Internal Medicine*. 1991;114(12):1020-1024.
- McEnroe RJ, et al. *Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline—Second Edition*. EP7-A2, vol 25, no 27. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2005.
- Bernstein R, Parkes JL, Goldy A, et al. A new test strip technology platform for self-monitoring of blood glucose. *Journal of Diabetes Science and Technology*. 2013;7(5):1386-1399.

SISTE OPPDATERING: 2026-04

■ viser til oppdatert innhold

|                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontaktinformasjon:</b><br>Importert og distribuert av:<br>Ascensia Diabetes Care Norway AS<br>Strandveien 50<br>1366 Lysaker<br>Norge | Kundeservice: +47 67 12 28 00<br>Fax: +47 67 12 28 01<br>diabetes.1@ascensia.com<br><b>www.diabetes.ascensia.no</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hvis du har spørsmål eller trenger støtte eller informasjon om å bestille teststrimler, kan du kontakte kundeservice: +47 67 12 28 00

|  |                                                                                          |                                                                                 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ascensia Diabetes Care Holdings AG<br>Peter Merian-Strasse 90<br>4052 Basel, Switzerland | Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.<br>Via Varesina, 162<br>20156 Milano, Italy |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoen, Contour og No Coding-logoen (Ingen koding) er varemerker og/eller registrerte varemerker for Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere og brukes kun til informasjonsformål. **www.diabetes.ascensia.com**

Ved behov finner du enhetens UDI-kode på etiketten på boksen/foliepakken.

Sammendrag av sikkerhet og ytelse (SSP) er tilgjengelig i den europeiske databasen om medisinsk utstyr (EUDAMED):

https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Bruk følgende informasjon for å finne enheten din: Produsent: Ascensia Diabetes Care Holdings AG; navnet til enheten: Contour Next-teststrimler for blodsukkermåling

Hvis det har oppstått en alvorlig hendelse under bruken av denne enheten eller som et resultat av bruken, skal dette rapporteres til produsenten og/eller dens autoriserte representant og til nasjonale myndigheter.

Verengluukoosiliuska

**Käyttötarkoitu:** CONTOUR NEXT -liuskat on tarkoitettu käyttöön yhdessä CONTOUR NEXT -verengluukoosimittarin kanssa diabetesta sairastavien itsetestaukseen ja terveydenhuollon ammattilaisten tekemään vieritestaukseen glukosin kvantitatiivisessa mittauksessa laskimoverestä ja tuoreesta kapillaarikokeverestä, joka on otettu somenpäästä. Katso vaihtoehtoisia pistopaikkoja, kuten kämmenpistoa, koskevat ohjeet mittarisi käyttöoppaasta. Katso lisätietoja käytöstä vastasyntyneille ja valtimoveren käytöstä mittarisi käyttöoppaasta.

**Toimitetut materiaalit:** Verengluukoosiliuskat. **Tarvitut materiaalit, jotka eivät sisälly pakkaukseen:** Yhteensopiva verengluukoosimittari, lansetit ja pistolaite.

#### Säilytys ja käsittely

- Säilytä liuskat lämpötilassa 0 °C – 30 °C.
- Säilytä purkissa olevia testiliuskoja aina ainoastaan alkuperäisessä purkissa. Sulje aina kansi välittömästi ja tiukasti testiliuskan ottamisen jälkeen.
- Jos liuskat ovat foliopaketissa, säilytä testiliuskojen foliopakettia kantolaukussa. Pidä testiliuskafoliopaketti suljettuna, kunnes olet valmis käyttämään testiliuskan. (Foliotestiliuskoja ei ole välttämättä saatavilla kaikissa maissa.)

**HUOMIO:** Älä käytä testiliuskoja vanhenemispäivämäärän jälkeen. Vanhenemispäivämäärä on painettu mittausliuskapakkauksen tai -pullon etikettiin ja yksittäispakutun mittausliuskan pakkaukseen.

- Jos mittari tai/ja testiliuskat siirretään lämpötilasta toiseen, anna niiden sopeutua uuteen lämpötilaan 20 minuuttia ennen verengluukoosin mittausta. Testiliuskan käyttölämpötila on 5–45 °C, suhteellinen kosteus (RH) 10–93 %. Käyttöoppaasta löydät -mittarille sopivan käyttölämpötilan.
- Varmista, että testiliuskapakkia tai foliopaketteja ei ole aiemmin avattu. Jos testiliuskat ovat foliopaketeissa, älä puhkaise tai revi foliota, ennen kuin olet valmis käyttämään testiliuskaa. Varmista, ettei tuotteessa ole puuttuvia, vaurioituneita tai rikkoontuneita osia. Ota yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0800 172 227 (arkisin klo 8-16) tarvikkeiden ja tuen saamiseksi.

Testiliuskat ovat kertakäyttöisiä. **Älä käytä testiliuskoja uudelleen.**

Liuskojen lukumäärä.

**[1] Mittausmenetelmä:** Katso ennen mittauksen tekemistä yksityiskohtaiset ohjeet testiliuskojen käsittelystä, mittausalueesta ja rajoituksista -mittarin käyttöoppaasta ja mittaripakkauksen lisäohjeista. Käyttöoppaasta löydät mittarille sopivat käyttöolosuhteet.

**Mittaus tulokset:** Katso mittarisi käyttöoppaasta tiedot yhteensopivaan mittarisi liittyvistä mittaus tuloksista ja klinisen suorituskyvyn tiedoista. Mittarisi on esiasetettu näyttämään tulokset yksikköinä mmol/l (millimoolia glukosia litrassa) tai mg/dl (milligrammaa glukosia desilitrassa). Tuloksissa, jotka esitetään yksikkönä mmol/l, on aina desimaalia osoittava pilkku (esim. 5.3 mmol/l). Tuloksissa, jotka esitetään yksikkönä mg/dl, ei koskaan ole desimaalipilkua (esim. 96 mg/dl). Jos mittaus tuloksiasi ei esitetä oikein mmol/l- tai mg/dl-yksiköinä, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0800 172 227 (arkisin klo 8-16).

**Terveydenhuollon ammattilaiset:** Katso terveydenhuollon ammattilaisia koskevat ohjeet mittarisi käyttöoppaasta.

**Tavoitealueet:** Katso tietoja tavoitealueista mittarisi käyttöoppaasta.

**Kyseäänlaiset tai ristiriitaiset tulokset:** Katso mittarin käyttöoppaasta ongelmien ratkaisut. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla numeroon 0800 172 227 (arkisin klo 8-16).

**Laadunvalvonta:** Kontrollikoe kannattaa tehdä, jos epäilet, että testiliuskat saattavat olla vaurioituneita, jos epäilet, ettei mittari ehkä toimi oikein tai jos verengluukoosin mittaus tulokset eivät toistuvasti vastaa odotuksia. Terveydenhuollon ammattilaisten on noudatettava oman laitoksensa laadunvalvontatestausta vaatimuksia. **Käytä vain CONTOUR®NEXT -kontrolliliuskoja (eivät sisälly toimitukseen).** Nämä kontrolliliukset on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti CONTOUR®XT- ja kaikkien CONTOUR®NEXT -järjestelmien kanssa. Kontrollitulosten tulee olla testiliuskafoliopaketin tai -purkin painettujen raja-arvojen sisällä. Mikäli niin ei ole, älä käytä mittaria verengluukoosin mittaamiseen, ennen kuin olet selvittänyt ongelman syyn.

#### VAROITUS

- Tukehtuminen:** Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen vahingossa nieltynä.
- Mahdollinen tartuntavaara:** Terveydenhuollon ammattilaisten tai henkilöiden, jotka käyttävät tätä laitetta useille potilaille, täytyy noudattaa laitoksensa hyväksymiä tartuntojen ehkäisymenetelmiä. Kaikkia tuotteita tai esineitä, jotka joutuvat kosketuksiin veren kanssa, tulee puhdistamisen jälkeenkin käsitellä mahdollisina virustautien välittäjinä. Käyttäjän tulee noudattaa suosituksia, jotka on annettu veren kautta tarttuvien tautien ehkäisyä terveydenhuollon toimintayksiköissä, sen mukaisesti, mitä on suositeltu mahdollisesti tartuntavaarallisten ihmisestä otettujen näytteiden osalta.<sup>1</sup>
- Mahdollinen tartuntavaara:** Hävitä käytetyt testiliuskat sairaalajätteenä tai terveydenhuollon ammattilaisten antamien ohjeiden mukaan.
- Mahdollinen tartuntavaara:** Pese aina kätesi saippualla ja vedellä ja kuivaa ne hyvin ennen mittausta ja ennen mittarin, pistolaiteen ja testiliuskojen käsittelyä sekä näiden käsittelemisen jälkeen.

**Kemiallinen koostumus:** FAD-glukoosidehydrogenaasi (*Aspergillus* sp., 4,0 yksikköä/testiliuska) 21 %; väliaine 54 %; reagoimattomia yhdisteitä 25 %. **Vertailun vaihtoehto:** Kaikissa CONTOUR NEXT -järjestelmissä voidaan käyttää laskimo- ja kapillaarikokevorta. Vertailu laboratoriomenetelmään on tehtävä samanaikaisesti ja samasta näytteestä.

**HUOMAA:** Glukosipitoisuudet laskevat nopeasti glykolyysin vuoksi (noin 5–7 % tunnissa).<sup>2</sup>

Katso mittarin käyttöoppaasta CONTOUR NEXT -mittausliuskan suorituskyytiedot, mukaan lukien tarkkuus, sarjojen välinen toistettavuus, mittauksen toistettavuus ja mittausperiaate.

#### Rajoitukset

- Lisäaineet:** Terveydenhuollon ammattilaiset voivat ottaa verinäytteen hepariiniokoeputkeen. Älä käytä muita antikoagulantteja tai säilöntäaineita.
- Korkeus:** Korkeus ei vaikuta merkittävästi tuloksiin 6 301 metrin korkeuteen asti.
- Peritoneaaldialyysinesteet:** Ikodekstrini ei häiritse CONTOUR NEXT -testiliuskoja.
- Vasta-aiheet:** Kapillaariverengluukoosimittaus ei ehkä ole kliinisesti sopivaa henkilöille, joiden ääreisverenkierto on heikentynyt. Sokki, vakava verenpaineen aleneminen, hyperosmolaarinen hyperglykemia ja vaikea nestehukka ovat esimerkkejä kliinisistä tiloista, jotka voivat vaikeuttaa verengluukoosin mittaamista ääreisverenkierrosta.<sup>3</sup>
- Häiritsevät aineet:** CONTOUR Next -mittausliuskat testattiin seuraavia veressä luonnollisesti esiintyviä, mahdollisesti häiritseviä aineita vastaan: bilirubiini, kolesterol, kreatiiniini, galaktosi, glutatoni, hemoglobiini, triglyseridit ja virtsahappo. Millään näistä aineista ei havaittu mitään häiritsevää vaikutusta joko yleisen patologisen tason<sup>4</sup> tai kolme kertaa yläviteaaron suurimmassa pitoisuudessa.<sup>5</sup>
- Häiritsevät aineet:** CONTOUR Next -mittausliuskat testattiin seuraavia lääkityksen seurauksena esiintyviä, mahdollisesti häiritseviä aineita vastaan: askorbiinihappo, parasetamoli (asetaminofeeni), dopamiini, natriumgentisaatti, ibuprofeeni, ikodekstriini, L-dopa, maltoosi, metyylidopa, pralidoksimidijodi, natriumsalisylaatit, tolatsamidi, tolbutamidi. Millään näistä aineista ei havaittu mitään häiritsevää vaikutusta joko toksisen pitoisuuden<sup>4</sup> tai kolme kertaa maksimaalisen terapeutiisen pitoisuuden suurimmassa pitoisuudessa.<sup>5</sup>
- Ksyyloosi:** Ei saa käyttää ksyyloosin imeytymiskokeen aikana tai pian sen jälkeen. Veressä esiintyvällä ksyyloosilla on häiritsevä vaikutus.
- Hematokriitti:** CONTOUR NEXT -testiliuskatuloksiin eivät merkitsevästi vaikuta 0–70 %:n välillä olevat hematokriittitasot.<sup>5</sup>

#### Viitteet

- Sewell DL. *Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline, 3rd Edition*. Clinical and Laboratory Standards Institute. CLSI document M29-A3; ISBN 156238-567-4. March 2005.
- Burtis CA, Ashwood ER, editors. *Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry*. 5th edition. Philadelphia, PA: WB Saunders Co; 2001;444.
- Atkin SH, et al. Fingertstick glucose determination in shock. *Annals of Internal Medicine*. 1991;114(12):1020-1024.
- McEnroe RJ, et al. *Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline—Second Edition*. EP7-A2, vol 25, no 27. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2005.
- Bernstein R, Parkes JL, Goldy A, et al. A new test strip technology platform for self-monitoring of blood glucose. *Journal of Diabetes Science and Technology*. 2013;7(5):1386-1399.

VIIMEINEN PÄIVITYS: 2026-04

■ osoittaa päivitetyn sisällön

|                                                                                                                                     |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yhteystiedot:</b><br>Maahantuojia ja jakelija:<br>Ascensia Diabetes Care Finland Oy<br>Teknobulevardi 3<br>01530 Vantaa<br>Suomi | Asiakaspalvelu: 0800 172 227<br>Tilaukset: 0400 809 168<br>diabetes.2@ascensia.com<br><b>www.diabetes.ascensia.fi</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Jos sinulla on kysyttävää, tarvitset teknistä tukea tai tarvitset tietoja testiliuskojen tilaamisesta, ota yhteyttä asiakaspalveluun: 0800 172 227 (arkisin klo 8-16)

|  |                                                                                          |                                                                                 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ascensia Diabetes Care Holdings AG<br>Peter Merian-Strasse 90<br>4052 Basel, Switzerland | Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.<br>Via Varesina, 162<br>20156 Milano, Italy |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Ascensia, Ascensia Diabetes Care -logo, Contour ja No Coding (ei koodausta) -logo ovat Ascensia Diabetes Care Holdings AG -yhtiön tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta, ja niitä käytetään vain tiedotuksellississa tarkoituksissa. **www.diabetes.ascensia.com**

Jos tarvitset laitteen UDI-koodia, se sijaitsee purkin etiketissä tai yksittäispakutun mittausliuskan paketissa.

Yhteenveto turvallisuudesta ja suorituskyytyä (SSP) on saatavilla eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden tietokannasta (EUDAMED): https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Löydät laitteisesi käyttämällä seuraavia tietoja: Valmistaja: Ascensia Diabetes Care Holdings AG; laitteen nimi: Contour Next -verengluukoosiliuskat

Jos tämän laitteen käytön aikana tai sen käytön seurauksena on ilmennyt vakava onnettomuus, ilmoita siitä valmistajalle ja/tai sen valtuutetulle edustajalle ja kansalliselle viranomaiselle.