


3. Vänd fingerprikkeren mod en beholder til skarpe genstande (f.eks. en tom plastflaske med låg). Mærk beholderen korrekt, og opbevar beholderen uden for børns rækkevidde.
4. Skub den grå lancetafskyder fremad, indtil lancetten falder ned i beholderen, og skub derefter knappen tilbage.



5. Sæt endehætten på, og **lås** den. Drej den hvide ring for at låse.




„Klik“ for at låse

VIGTIGT: Brug ikke den **gennemsigtige** AST endehætte på dine fingerspidser.



3. Pek enheten mot en beholder for skarpe gjenstander (for eksempel en tom plastflaske med lokk). Merk beholderen godt og oppbevar beholderen utilgjengelig for barn.
4. Skyv den grå lanseuttøsløseren fremover til lansetten faller ned i beholderen, og skyv deretter utløseren tilbake.



5. Fest og lås munnstykket. Vri det hvite båndet for å låse.



«Klikk» for å låse

VIKTIG: Ikke bruk det **gjennomsiktige** ASS-munnstykket på fingertuppene.

3. Velg et stikksted i det kjøttfulle området i håndflaten. Unngå blodårer, foflekker, ben og sener.




Få fram en bloddroppe – håndflatan

TESTNING PÅ ALTERNATIVT STÄLLE (AST) HANDFLATA

Använd det **genomskinliga** AST-munnstycket.

- Skjut in lansetten enligt beskrivning i *Förberedelse av blodprovstagaren*.
- Sätt fast och lås det **genomskinliga** AST-munnstycket. Vrid det vita bandet tills du hör eller känner ett klick och de vita och svarta upphöjda markeringarna är i linje så som visas.



”Klicka” för att låsa

VIKTIGT: Använd inte det **genomskinliga** AST-munnstycket på dina fingertoppar.



3. Kohdista laite terävälle esineille tarkoitettuun säiliöön (tyhjä korkillinen muovipullo on riittävä). Merkitse säiliö asianmukaisesti ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
4. Työnnä harmaata lansetin irrottajaa eteenpäin, kunnes lansetti putoaa säiliöön. Liu'uta irrottaja sitten takaisin.



5. Aseta kärkikappale paikalleen ja **lukitse** se. Lukitse kääntämällä valkoista rengasta.



HUOMIO: Älä käytä **kirkasta** kärkikap-paletta näytteen ottamiseen sormenpäästä.

3. Valitse pistopaikka kämmenen lihaksikkaita alueita. Vältä verisuonia, luomia, luita ja jänteitä.



4. Træk ladehåndtaget tilbage for at klargøre fingerprikkeren. Udløsningsknappen er oppe, når fingerprikkeren er klar.
5. Tryk fingerprikkeren fast mod indstiksstedet, og tryk derefter på udløsrknappen, INDTIL FINGERPRIKKEREN KLIKKER.
- (Hvis fingerprikkeren ikke stikker hul, lad den igen ved at gentage trin 4).
6. Tag ikke fingerprikkeren væk fra håndfladen. Fortsæt med at trykke roligt, indtil der dannes en lille, rund bloddråbe under den gennemsigtige endehætte.



4. Trekk ladehåndtaket bakover for å klargjøre stikkepennen. Utløserknappen er hevet når stikkepennen er klar.
5. Trykk stikkepennen fast mot stikkstedet, og trykk på utløserknappen TIL ENHETEN KLIKKER.
- (Hvis enheten ikke stikker, lader du den ved å gjenta trinn 4.)
6. Ikke ta enheten bort fra håndflaten. Oppretthold et jevnt trykk til det dannes en liten, rund bloddråpe under det gjennomsiktige munnstykket.



(Hvis enheten ikke stikker, lader du den ved å gjenta trinn 4.)

6. Ikke ta enheten bort fra håndflaten. Oppretthold et jevnt trykk til det dannes en liten, rund bloddråpe under det gjennomsiktige munnstykket.



4. Dra tillbaka återställningshandtaget för att förbereda blodprovstagaren. Utlösarknappen höjs upp när blodprovstagaren är redo.
5. Tryck blodprovstagaren ordentligt mot stickstället och tryck på utlösarknappen TILLS BLODPROVSTAGAREN KLIKKAR.
- (Om blodprovstagaren inte sticker återställer du den enligt steg 4.)
6. Håll kvar blodprovstagaren mot din handflata. Håll den stadigt mot handflatan tills en liten, rund bloddroppe formas under det genomskinliga munstycket.



(Om blodprovstagaren inte sticker återställer du den enligt steg 4.)

6. Håll kvar blodprovstagaren mot din handflata. Håll den stadigt mot handflatan tills en liten, rund bloddroppe formas under det genomskinliga munstycket.




4. Aseta pistolaite valmiiksi vetämällä uudelleenlatauspää taakse. Laukaisupainikkeen nousee ylös, kun pistolaite on valmiina.
5. Paina pistolaite tukevasti pistopaikkaa vasten ja paina sitten laukaisupainiketta, KUNNES LAITTEESTA KUULUU NAKSAHDUS.




(Jos laite ei tee pistoa, aseta uudelleen valmiiksi toistamalla vaihe 4).

6. Älä nosta laitetta irti kämmeneltäsi. Pidä yllä tasaista painetta, kunnes kirkkaan kärkikappaleen alle muodostuu hyvä veripisara.



7. Løft fingerprikkeren lige op og væk fra huden uden at udtvære blodråben.
8. Foretag straks måling.



Foretag ikke måling af blodproven fra håndfladen, hvis du får:


- Udtværet blod
- Tyndtflydende blod
- Størket blod
- Klar væske blandet med blod

9. Tør indstiksstedet af med en ren, tør serviet, og fortsæt med at trykke på stedet, indtil blødningen stopper.

Se: **Afskydning / bortskaffelse af lancetten**



7. Løft stikkepennen rett opp og bort fra huden uten å smøre blodråpen utover.
8. Mål umiddelbart.



Ikke mål blodproven fra håndflaten hvis du får:

- utstrøket blod
- rennende blod
- koagulerat blod
- gjennomsiktig væske blandet med blodet

9. Tørk av stikkestedet med en ren, tørr serviett og oppretthold trykket på stedet til blødningen stopper.

Se: **Løse ut / kaste lansetten**

Se: **Løse ut / kaste lansetten**



Rengöring

Rengör din fingerprikker en gang om ugen. Brug en klud fugtet med 70 % isopropylalkohol (fås på apoteket). Brug ikke blegemiddel (natriumhypoklorit).



Hjælpemidler der skal bruges til rengøring:

- En klud fugtet med 70 % isopropylalkohol (fås på apoteket)
- Køkkenrulle

1. Rengør fingerprikkeren med isopropylalkohol, indtil alt snavs er fjernet.
2. Tør efter behov med et rent stykke køkkenrulle.



Hjælpemidler der skal bruges til rengøring:

- En klud fuktet med 70 % isopropylalkohol (fås på apoteket)
- Ikke brug blegemiddel (natrium-hypokloritt)
- Tørkepapir

1. Rengør stikkepennen med isopropylalkohol til alt smuss er fjernet.
2. Tørk efter behov med rent tørkepapir.



Rengöring

Rengör stikkepennen én gang i uken. Bruk en klut fuktet med 70 % isopropylalkohol (fås på apoteket). Ikke bruk blegemiddel (natrium-hypokloritt).



Ikke mål blodproven fra håndflaten hvis du får:

- utstrøket blod
- rennende blod
- koagulerat blod
- gjennomsiktig væske blandet med blodet

9. Tørk av stikkestedet med en ren, tørr serviett og oppretthold trykket på stedet til blødningen stopper.

Se: **Løse ut / kaste lansetten**



Rengöring

Rengör din blodprovstagare en gång i veckan. Använd en trasa fuktad med 70 % isopropylalkohol (finns på apotek). Använd ej blekmedel (natriumhypoklorit).



Testa inte blodprovet från handflatan om du har:

- Utsmetat blod
- Lättrinnande blod
- Koagulerat blod
- En genomskinlig vätska blandat med blod

9. Torka av stickstället med en ren, torr servett och håll den mot stället tills det slutar blöda.

Se: **Utsötning/kassering av lansetten**



Puhdistus

Puhdista pistolaiteesi kerran viikossa. Käytä 70-prosenttisella isopropanolilla (saatavana apteekista) kostutettu puhdistusliina. Älä käytä valkaisuinetta (natriumhypokloriittia).



Älä mittaa näytettä, jos:

- veri tuhiintuu
- veri alkaa valua
- veri paakkuuntuu
- kirkasta nestettä sekoittuu vereen

9. Pyyhi pistopaikka puhtaalla kuivalla liinalla ja paina paikkaa, kunnes verenvuoto lakkaa.



Ks. kohta: **Lansetin irrottaminen / hävittäminen**

Kundeservice

Garanti: Der er 5 års garanti på din fingerprikker.*

Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål om blodsukkermåling, kontakt kundeservice på +45 42 82 80 00.

*Garantien på 5 år er kun gyldig, hvis fingerprikkeren anvendes sammen med MICROLET lancetter.

MICROLET®NEXT fingerprikker:

[LANCING DEVICE] = Fingerprikker

[AST] = Provetagning et alternativt sted (AST)

MICROLET® lancetter:

[LANCETS] = Lancetter

[X] = Må ikke genbruges

[STERILE] [R] = Steriliseret med stråling

MICROLET NEXT fingerprikker er fremstillet i Polen.



Kundeservice

Garanti: Stikkepennen har en garanti på 5 år.*

Hvis du trenger hjelp eller har spørsmål om blodsukkermåling, kan du kontakte kundeservice på: +47 67 12 28 00.

*Garantien på 5 år er gyldig kun hvis stikkepennen brukes med MICROLET-lansetter.

MICROLET®NEXT stikkepenn:

[LANCING DEVICE] = Stikkepenn

[AST] = Måling på alternativt stikkested (ASS)

MICROLET® -lansetter:

[LANCETS] = Lansetter

[X] = Skal ikke genbrukes

[STERILE] [R] = Sterilisert med stråling

MICROLET NEXT stikkepenn er produsert i Polen.



Kundsupport

Garanti: Din blodprovstagare har en garanti på 5 år.*

Om du behöver hjälp eller har frågor om blodsokermätning ska du kontakta Kundsupport på tel 020-83 00 84 under kontorstid.

*Den 5 år långa garantin gäller endast om blodprovstagaren används med MICROLET-lansetter.

MICROLET®NEXT-blodprovstagare:

[LANCING DEVICE] = Blodprovstagare

[AST] = Testning på alternativt ställe (AST)

MICROLET® -lansetter:

[LANCETS] = Lansetter

[X] = Får inte återanvändas

[STERILE] [R] = Steriliserade med bestrålning

MICROLET®NEXT blodprovstagare tillverkad i Polen.



Asiakaspalvelu

Takuu: Pistolaitteesi takuu on voimassa 5 vuotta.*

Jos tarvitset apua tai sinulla on verensokerin mittausta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalveluun puh: 0800 172 227

*5 vuoden takuu on voimassa vain, jos pistolaitetta käytetään MICROLET-lansettien kanssa.

MICROLET®NEXT -pistolaite:

[LANCING DEVICE] = Pistolaite

[AST] = Vaihtoehtoinen pistopaikka

MICROLET® -lansetit:

[LANCETS] = Lansetit

[X] = Kertakäyttöinen

[STERILE] [R] = Steriloitu säteilyttämällä

MICROLET NEXT -pistolaite, valmistettu Puolassa.



Ascensia, Ascensia Diabetes Care -logoen og Microlet er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2020 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rettigheder forbeholdes.

Distributør i Danmark: Ascensia Diabetes Care Denmark ApS Amager Strandvej 390, 1. sal DK-2770 Kastrup

Kundeservice: +45 42 82 80 00 diabetesdk@ascensia.com www.diabetes.ascensia.com



Ascensia Diabetes Care Holdings AG Peter Merian-Strasse 90 4052 Basel, Switzerland

ASCENSIA Diabetes Care

Information om patenter og relaterede licenser findes på: www.patents.ascensia.com



90007654 / 90007687 Rev. 10/20



Distribuert i Norge av: Ascensia Diabetes Care Norway AS Strandveien 50 1366 Lysaker Norge

Kundeservice: +47 67 12 28 00 Fax: +47 67 12 28 01 diabetes.1@ascensia.com www.diabetes.ascensia.com



Ascensia Diabetes Care Holdings AG Peter Merian-Strasse 90 4052 Basel, Switzerland

ASCENSIA Diabetes Care

For informasjon om patenter og relaterte licenser, se: www.patents.ascensia.com



90007654 / 90007687 Rev. 10/20



Distribueras i Sverige av: Ascensia Diabetes Care Sweden AB Gustav III:s Boulevard 34, plan 4 169 73 Solna Sverige

Kundsupport: +46 20 83 00 84 diabetes@ascensia.com www.diabetes.ascensia.com



Besök www.patents.ascensia.com for information om patent och tillhörande licenser.



90007654 / 90007687 Rev. 10/20



Edustaja Suomessa: Ascensia Diabetes Care Finland Oy Hiilikatu 3 00180 Helsinki Suomi


Asiakaspalvelu: 0800 172 227 Tilaukset: 09 7479 0393 diabetes.2@ascensia.com www.diabetes.ascensia.com




Ascensia Diabetes Care Holdings AG Peter Merian-Strasse 90 4052 Basel, Switzerland

ASCENSIA Diabetes Care

Besök www.patents.ascensia.com for information om patent och tillhörande licenser.



90007654 / 90007687 Rev. 10/20




90007654 / 90007687 Rev. 10/20



90007654 / 90007687 Rev. 10/20



90007654 / 90007687 Rev. 10/20




90007654 / 90007687 Rev. 10/20




90007654 / 90007687 Rev. 10/20



90007654 / 90007687 Rev. 10/20



90007654 / 90007687 Rev. 10/20



90007654 / 90007687 Rev. 10/20



90007654 / 90007687 Rev. 10/20



90007654 / 90007687 Rev. 10/20



INDLÆGSSEDEL

- Afskydningsknap til sikker bortskaffelse af lancet.
- **Sort/hvidt** justerbar endehætte udelukkende til prøvetagning fra fingerspids.
- **Gennemsigtig** AST endehætte udelukkende til prøvetagning et alternativt sted.
- MICROLET®NEXT fingerprikker og MICROLET lancetter anvendes til kapillær blodprøvetagning fra fingerspidsen eller håndfladen med henblik på blodsukkermåling.

Til fingerspids- og håndflademåling



VEDLEGG MED INSTRUKSJONER

- Lansettutløser for trygg avhending av lansetter.
- **S**

⚠️ **VIKTIGT**


- Spørg din diabetesbehandler, om prøvetagning et alternativt sted (ATS) er egnet for dig.
- Kalibrer ikke en enhed til kontinuerlig blodsukkermåling med et resultat fra prøvetagning et alternativt sted.
- Beregn ikke en insulindosis baseret på et resultat fra prøvetagning et alternativt sted.

Udfor ikke måling et alternativt sted i følgende situationer:

- Hvis du mener, at dit blodsukker er lavt (hypoglykæmi).
- Når blodsukkeret ændrer sig hurtigt (efter et måltid, insulindosis eller motion).
- Hvis du ikke kan mærke symptomerne på lavt blodsukker (hypoglykæmisk unawareness).
- Hvis du får blodsukkerresultater på det alternative sted, som ikke svarer til, hvordan du har det.
- Under sygdom eller ved stress.
- Hvis du skal køre bil eller betjene maskiner.

POTENTIEL BIOLOGISK RISIKO

- MICROLET®NEXT fingerprrikkeren er beregnet til brug ved egenmåling på en enkelt person. På grund af risikoen for infektion må den ikke bruges til flere end én person.
- Lancetter må ikke genbruges. Lancetter er ikke længere sterile efter brug. Brug en ny lancet, hver gang du foretager en måling.
- Bortskaf altid brugte teststrimler og lancetter som risikoaffald, eller følg din diabetesbehandlers anvisninger.
- Vask altid hænderne med sæbe og vand og tør dem godt, før og efter du foretager målinger og håndterer apparatet, fingerprrikkeren eller teststrimlerne.



* Følger ikke med alle startsat. Kan fås fra **kundeservice**.

Klargøring af fingerprrikkeren

Advarsel: Opbevares utilgængeligt for børn. Startsatet indeholder små dele, som kan forårsage kvælning, hvis de sluges ved et uheld.

1. Vask hænderne og indstiksstedet med sæbe og varmt vand. Skyl og tør godt af.

2. Lås endehætten op. Drej den hvide ring, så det hvide forhøjede mærke og det sorte forbydningsmærke er på linje som vist.



3. Træk endehætten af.

4. Løs den runde beskyttelsesknop på lancetten ved at dreje hættens ¼ omgang **uden at tage den af**.



5. Skub lancetten med et fast tryk ind i lancetholderen. **Tryk**, indtil lancetten ikke kan komme længere.




6. Skru forsigtigt den runde beskyttelseshætte af. Gem hættens til bortskaffelse af den brugte lancet.

Frembring bloddråbe - Fingerspids

PRØVETAGNING FRA FINGERSPIDSEN
Brug den **sorte/hvide** justerbare endehætte. Brug ikke den gennemsigtige AST endehætte.


1. Sæt den **sorte/hvide** justerbare endehætte på.
2. Lås endehætten. Drej den hvide ring, indtil du hører eller mærker et klik, og de hvide og sorte forhøjede mærker er på linje som vist.




3. Drej på endehættens drejeknap for at justere indstikksdybden. Kraften, hvormed der presses på indstiksstedet, påvirker også indstikksdybden.



4. Træk ladehåndtaget tilbage for at klargøre fingerprrikkeren. Udsløsningsknappen er oppe, når fingerprrikkeren er ladet.




5. Pres fingerprrikkeren fast mod **siden** af fingeren, og tryk på udsløsrknappen, **INDTIL FINGERPRIKKEREN KLIKKER**.



(Hvis fingerprrikkeren ikke stikker hul, lad den igen ved at gentage trin 4).

6. Stryg hånden og fingeren i retning mod indstiksstedet, så der dannes en bloddråbe. Klem ikke på indstiksstedet.



7. Foretag måling så snart du har dannet en lille, rund bloddråbe, som vist.



8. Tør indstiksstedet af med en ren, tør serviet, og **fortsæt med at trykke** på stedet, indtil blødningen stopper.


Afskydning / bortskaffelse af lancetten

Bortskaf altid den brugte lancet som risikoaffald for at undgå, at andre kommer til skade eller smittes. Brug en ny lancet, hver gang du foretager en måling. **Genbrug ikke en lancet.**

Din MICROLET NEXT fingerprrikker har en lancetafskyder. Brug ikke dine fingre til at fjerne lancetten fra fingerprrikkeren.



1. Tag forsigtigt endehætten af fingerprrikkeren. Drej den hvide ring på endehætten, så det hvide forhøjede mærke og det sorte forbydningsmærke er på linje. Træk endehætten af.



2. Læg den runde beskyttelseshætte, som du har gemt, på en jævn overflade. Med den brugte lancet stadig i fingerprrikkeren skubber du lancetten helt ind i midten af hættens.



Fortsættes på bagsiden

⚠️ **VIKTIGT**


- Snakk med helsepersonell om måling på alternativt stikkested (ASS) er rigtig for deg.
- Ikke kalibrer en enhet for kontinuerlig glukosemåling ut fra et ASS-resultat.
- Ikke beregn en insulindose ut fra et ASS-resultat.

ASS må ikke brukes under følgende forhold:

- Hvis du tror blodsukkeret er lavt (hypoglykæmi).
- Når blodsukkeret endres fort (etter et måltid, insulindose eller trening).
- Hvis du ikke kjenner symptomer på lavt blodsukker (hypoglykæmisk ubesvthet).
- Hvis du får resultater fra alternativt stikkested som ikke stemmer med slik du føler deg.
- Når du er syk eller når du er stresset.
- Hvis du kommer til å kjøre bil eller styre en maskin.

POTENSIELL BIOLOGISK SMITTEFARE

- MICROLET®NEXT stikkepennen er beregnet for egenmåling av én enkelt pasient. Den må ikke benyttes på mer enn én person på grunn av smittefare.
- Ikke bruk samme lansett flere ganger. Brukte lansetter er ikke sterile. Bruk en ny lansett hver gang du utfører en test.
- Kast alltid brukte strimler og lansetter som medisinsk avfall eller som anbefalt av helsepersonalet.
- Vask alltid hendene med såpe og vann og tørk dem godt før og etter en test og håndtering av måleren, strimler eller stikkepennen.



* Er kanskje ikke inkludert i alle sett. Tilgjengelig på forespørsel fra **kundeservice**.

Klarijøre stikkepennen

Advarsel: Oppbevares utilgjengelig for barn. Settet inneholder små deler som kan forårsake kvælning hvis de svelges.

1. Vask hendene dine og stikkestedet med såpe og varmt vann. Skyl og tørk godt.

2. Lås opp munnstykket. Vri det hvite båndet slik at det hvite, hevede merket og det svarte, nedsenkede merket er på linje som vist.



3. Trekk munnstykket av.

4. Løsne den runde beskyttelseshetten på lansetten ved å rotere den ¼ omdreining, **men ikke fjern hetten**.



5. Sett lansetten godt inn i stikkepennen. **Skyv** til lansetten stopper helt.



6. Vri forsiktig av den runde beskyttelses-hetten. Spar hetten til du skal kaste den brukte lansetten.

Ta blodprøve – fingertupp

MÅLING I FINGERTUPP
Bruk det **svarte/hvite** justerbare munnstykket. Ikke bruk det gjennomslitige ASS-munnstykke.


1. Fest det **svarte/hvite** justerbare munnstykket.
2. Lås munnstykket. Vri det hvite båndet til du hører eller kjenner et klikk, og det hvite og det svarte hevede merket er på linje som vist.



3. Roter innstillingshjulet på munnstykket for å justere stikkedybden. Trykket som påføres på stikkestedet, påvirker også stikkedybden.



4. Trekk ladehåndtaket bakover for å klarijøre stikkepennen. Utløserknappen er hevet når stikkepennen er ladet.



5. Trykk stikkepennen bestemt mot **siden** av fingeren og trykk på utløserknappen **TIL ENHETEN KLIKKER**.



(Hvis enheten ikke stikker, lader du den ved å gjenta trinn 4.)

6. Stryk hånd og finger mot stikkestedet slik at det dannes en bloddråbe. Ikke klem rundt stikkestedet.



7. Mål umiddelbart etter at du har fått ut en liten, rund bloddråbe, som vist.



8. Tørk av stikkestedet med en ren, tørr serviett og **opprett hold trykket** på stedet til blødningen stopper.


Løse ut / kaste lansetten

Kast alltid de brukte lansettene som medisinsk avfall for å unngå at andre blir skadet eller smittet. Bruk en ny lansett hver gang du utfører en test. **Ikke bruk samme lansett flere ganger.**

Din MICROLET NEXT stikkepenn har en lansettutløser. Ikke bruk fingrene til å fjerne lansetten fra stikkepennen.



1. Fjern forsiktig munnstykket fra stikkepennen. Vri det hvite båndet på munnstykket slik at det hvite, hevede merket og det svarte, nedsenkede merket er på linje. Trekk munnstykket av.



2. Legg den runde beskyttelseshetten du tok vare på, på et flatt underlag. Mens den brukte lansetten fremdeles er i stikkepennen, skyver du lansetten inn i midten av hetten.



Fortsetter på motsatt side

⚠️ **VIKTIGT**


- Fråga sjukvårdspersonalen om testning på alternativt ställe (AST) är lämpligt för dig.
- Kalibrera inte en kontinuerlig mätarenhet för blodsocker från ett AST-resultat.
- Beräkna inte en insulindos baserat på ett AST-resultat.

Använd inte AST under följande omständigheter:

- Om du tror att du har lågt blodsocker (hypoglykæmi).
- När blodsockret ändras snabbt (efter en måltid, insulindos eller motion).
- Om du inte kan känna av symtom på lågt blodsocker (är omedveten om hypoglykæmi).
- Om du får blodsockerresultat från det alternativa stället som inte stämmer med hur du mår.
- När du är sjuk eller stressad.
- Om du ska köra bil eller använda maskiner.

MÖJLIG SMITTORISK

- MICROLET®NEXT-blodprovstagaren är avsedd för självtestning av en enskild patient. Den får inte användas på mer än en person på grund av infektionsrisiken.
- Återanvänd inte lansetterna. Använda lansetter är inte sterila. Använd en ny lansett varje gång du utför ett test.
- Kassera de använda teststickorna och lansetterna som medicinskt avfall eller enligt rekommendationer från sjukvårdspersonal.
- Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten och torka dem väl före och efter mätning samt vid hantering av mätare, blodprovstagare och teststickor.



* Medföljer inte alla kit. Beställningsvara från **kundsupport**.

Förberedelse av blodprovstagaren

Viktigt! Förvara utom räckhåll för barn. Detta kit innehåller smådelar som kan orsaka kvävning om de sväljs av misstag.

1. Tvätta händerna och stickstället med tvål och varmt vatten. Skölj och torka noga.

2. Frigör munstycket. Vrid det vita bandet så att den vita upphöjda markeringen och den svarta greppfördjupningen är i linje så som visas.




3. Dra loss munstycket.

4. Ta en lansett och vrid skyddshatten ¼ varv, **men ta inte bort den**.



5. Tryck bestämt lansetten stadigt rakt in i lansethållaren. **Tryck** lansetten hela vägen in.



6. Vrid försiktigt av den runda skyddshatten. Spara den för kassering av den använda lansetten.

Att få fram en bloddroppe – fingertoppen

TESTNING PÅ FINGERTOPP
Använd det **svarta/vita** justerbara munnstykket. Använd inte det genomskinliga AST-munnstykket.


1. Sätt på det **svarta/vita** justerbara munnstykket.
2. Lås fast munstycket. Vrid det vita bandet tills du hör eller känner ett klikk och de vita och svarta upphöjda markeringarna är i linje så som visas.



3. Roter det justerbara munstycket för att justera stickdjupet. Det tryck som appliceras på stickstället påverkar också stickdjupet.



4. Dra tillbaka återställningshandtaget för att förbereda blodprovstagaren. Utlösarknappen höjs när blodprovstagaren är klar.




5. Tryck blodprovstagaren stadigt mot fingrets **sida** och tryck på utlösarknappen **TILLS BLODPROVSTAGAREN KLIKKAR**.



(Om blodprovstagaren inte sticker återställer du den enligt steg 4.)

6. Stryk över handen och fingret mot stickstället för att få fram en bloddroppe. Tryck inte runt stickstället.



7. Testa omedelbart efter att du har fått fram en liten, rund bloddroppe, enligt bilden.




8. Torka stickstället med en ren, torr serviett och **bibehåll trycket** på stickstället tills blødningen upphör.


Utstötning/kassering av lansetten

Kassera alltid använd lansett som medicinskt avfall för att förhindra att andra personer skadas eller smittas. Använd en ny lansett varje gång du utför ett test. **Återanvänd inte lansetterna.**

Din MICROLET NEXT blodprovstagare har en lansettutstötare. Använd inte dina fingrar för att ta bort lansetten från blodprovstagaren.



1. Ta försiktigt bort munstycket från blodprovstagaren. Vrid det vita bandet från munstycket så att den vita upphöjda markeringen och den svarta greppfördjupningen är i linje. Dra loss munstycket.



2. Lägg den runda skyddshatten som du sparade på en slät yta. Stick ned lansetten i mitten på hatten, med den använda lansetten fortfarande kvar i blodprovstagaren.



Fortsatt på baksidan

⚠️ **VAROITUS**


- Kysy lääkäriltä tai diabeteshoitajalta, sopiiko vaihtoehtoisin pistopaikan käyttäminen sinulle.
- Älä kalibroi jatkuvan verengluukoosin seurannan laitetta vaihtoehtoisin pistopaikan tuloksesta.
- Älä laske insuliinimannosta vaihtoehtoisin pistopaikan tuloksen perusteella.

Älä käytä vaihtoehtoista pistopaikkaa seuraavissa tilanteissa:

- Jos epäilet, että verengluukoosisi on matala (hypoglykemia).
- Kun verensokeri muuttuu nopeasti (aterian, insuliinin ottamisen tai liikunnan jälkeen).
- Jos et tunnista matalan verensokerin (hypoglykemian) oireita.
- Jos vaihtoehtoisesta pistopaikasta saatu verensokeritulos ei vastaa tuntemuksiasi.
- Kun olet sairas tai stressaantunut.
- Jos ajat autoa tai käytät koneita.

MAHDOLLINEN TARTUNTAVAARA

- MICROLET NEXT -pistolaitte on tarkoitettu vain yhden potilaan henkilökohtaiseen omaseurantaan. Tartuntavaaran vuoksi laitetta saa käyttää ainoastaan yksi henkilö.
- Älä käytä lansetteja uudelleen.
- Käytetyt lansetit eivät ole steriilejä. Käytä uutta lansettia jokaisen mittauksen yhteydessä.
- Hävitä aina käytetyt liuskat ja lansetit sairaalajätteenä tai hoitohenkilöstön ohjeiden mukaisesti.
- Pese aina kätesi saippualla ja vedellä ja kuivaa hyvin ennen mittarin, pistolaitteen ja verensokeriliuskoiden käsittelyä sekä näiden käsittelyn jälkeen.
- Pese aina kätesi saippualla ja vedellä ja kuivaa hyvin ennen mittarin, pistolaitteen ja verensokeriliuskoiden käsittelyä sekä näiden käsittelyn jälkeen.



* Ei sisälly kaikkiin pakkauksiin. Saatavana pyynnöstä **asiakaspalvelusta**.

Pistolaitteen valmisteleminen

Varoitus: Säilytä poissa lasten ulottuvilta. Tämä pakkaus sisältää pieniä osia, jotka voivat aikaansaada tukehtumisen nieltynä.


1. Pese kädet ja pistopaikka saippualla ja vedellä. Huutele ja kuivaa hyvin.

2. Avaa kärikappaleen lukitus. Käännä valkoista rengasta siten, että valkoinen korotusmerkki ja musta upotusmerkki kohdistuvat toisiinsa (ks. kuva).




3. Irrota kärikappale.

4. Höllennä lansetin pyöreää suojusta pyörittämällä ¼-kierrosta, **mutta älä irrota suojusta**.



5. Työnnä lansetti varmalla otteella pistolaitteeseen. **Työnnä**, kunnes lansetti ei mene enää syvemmälle.



6. Kierrä suojakorkki varovasti irti. Sästä korkki käytetyn lansetin hävittämistä varten.

Verinäytteen ottaminen – sormenpää

MITTAAMINEN SORMENPÄÄSTÄ
Käytä **mustavalkoista** säädettävää kärikappaletta. Älä käytä kirkasta kärikappaletta.

1. Käytä **mustavalkoista** säädettävää kärikappaletta.
2. Lukitse kärikappale. Käännä valkoista rengasta, kunnes kuulet tai tunnet napsahduksen, ja valkoinen ja musta korotusmerkki kohdistuvat toisiinsa (ks. kuva).



3. Vaihda pistosyvyys kiertämällä kärikappaleen pistosyvyyden säädintä. Piston syvyyteen vaikuttaa myös se, kuinka voimakkaasti painat pistolaitetta pistopaikkaa vasten.



4. Aseta pistolaitte valmiiksi vetämällä uudelleenlatauspää taakse. Laukaisupainike nousee ylös, kun pistolaitte on valmiina.

