UUTUUS!

CONTOUR®-tuoteperheen valmistajalta

SINGLE-LET™NEXT - kertakäyttöiset turvalansetit[1,2]

SINGLE-LET™NEXT Edut

TURVALLINEN

Suojaa sinua ja potilaitasi tahattomilta neulanpistoilta.

HELLÄVARAINEN

28G neula ja 1,5 mm pistosyvyys lisäävät käyttö-mukavuutta.

HELPPO-KÄYTTÖINEN

Vain kaksi vaihetta: kierrä ja paina.

Neula vetäytyy automaattisesti takaisin ja lukittuu, joten lansettia ei voi käyttää uudelleen.

28G gamma-sterilisoitu neula.

1,5 mm pistosyvyys.



Uritettu syvennys takaa miellyttävän sormen asennon.[3,4]

Ergonominen T-muoto tarjoaa vakaan otteen myös käsineitä käytettäessä.[3,4]


Steriili neula ja pitkä suojakorkki.[3,4]

Ammattikäyttöön tarkoitettu lääkinnällinen laite. Tuotekuva ei ole todellisessa koossa.

1. HTL-STREFA S.A. Datafil. TDS of Single-Let™ Next type 520 safety lancets. **2.** Simulated Clinical Use Testing to Evaluate Sharps Injury Prevention Features of HTL-STREFA's safety lancet type 520. Study report; dated 2019-02-12. **3.** HTL-STREFA S.A. Datafil. Clinical study report version 1.0 according to the Study Protocol 02Lan2017, April 24, 2018 (appendix) **4.** Janus-Dziedzic K, Zurawska G, Banys K., Morozowska J. The impact of needle diameter and penetration depth of safety lancets on blood volume and pain perception in 300 volunteers: A randomized controlled trial. J Med Lab Diagn 2019 Jan Vol 10 (1), pp 1-12

ASCENSIA
Diabetes Care

SINGLE-LET™NEXT on helppokäyttöinen – vain 2 vaihetta*



1

Kierrä auki suojakorkki **(A)** ja vedä se suoraan ulospäin **(B)**.



2

Aseta lansetti pistokohtaan ja paina painiketta.



Ascensia Diabetes Care Finland Oy
Teknobulevardi 3
01530 Vantaa
09 7479 0393 (tuotetuki)
tuotetuki@ascensia.com
diabetes.2@ascensia.com (tilaukset)
www.diabetes.ascensia.fi

VAROITUS
Käytä ainoastaan sormenpäästä tapahtuvaan verinäytteenottoon. Älä käytä tuotetta, jos lansetin suojakorkki on aiemmin poistettu.
Puhdista pistokohta voimassa olevien turvallisuus-käytäntöjen mukaisesti. Lansetti on kertakäyttöinen.
Lisätietoja: www.diabetes.ascensia.fi
©Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Kaikki oikeudet pidätetään.

*Lue SINGLE-LET™NEXT-pakkauksen ohjeet käyttö- ja turvallisuustietojen osalta.
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Ascensia Diabetes Caren asiakaspalveluun tai vierailemalla osoitteessa www.diabetes.ascensia.fi.
Ascensia, Ascensia Diabetes Care -logo, Contour ja Single-Let ovat Ascensia Diabetes Holdings AG:n tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. © Copyright 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Kaikki oikeudet pidätetään. Lokaluu 2026.
Koodi: PP-SLT-NXT-GBL-0003.

ASCENSIA
Diabetes Care